

PROGRESIV

MATRIXPRO2.0



Grupul de utilizatori vizat

Utilizatori experimentați de lentile progresive. Vârsta 45+.

Tehnologie

OPTOTECH Extended IXL 4K

Metoda de producție

Generarea suprafeței progresive pe partea interioară a lentilei.

Comandarea dioptriilor

1/4, 1/8, 1/100

Parametri individuali

IPD, PL, Vertex, Panto, Ztilt, NVD

Inset

Dacă este solicitat, de la 0 la 4, sau calcularea automată a Inset-ului.

Lungime de progresie

15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, sau variabilă în raport cu înălțimea de montaj.

Înălțime minimă de montaj

17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm

Optimizare

Estetizare specială pentru lentilele care au dioptrii cu plus, pe baza formei ramei și a parametrilor de montare a lentilelor în ramă. În cazul în care comanda este plasată fără opțiunea de optimizare, topografia lentilei va fi decentrată nazal în raport cu centrul geometric cu 2.5 mm.

Evaluările utilizatorilor

Vedere – distanță



Vedere – câmp vizual de aproape



Adaptare spontană



Vedere – distanță intermediară



Confort




Utilizarea de dispozitive digitale



Marcaje pe lentile

■ gravuri
■ marcaje



MATERIALE

1.50 CR-39	1
1.53 Trivex	2
1.59 Poly	4
1.60 High Index	5
1.60 Tribrid	6
1.67 High Index	7
1.74 High Index	8

OPȚIUNI

Nici o opțiune	W	Transitions GEN 8 Sapphire	F	Nupolar Gray	S
Remove 400	H	Transitions GEN 8 Amethyst	M	Nupolar Gray Light	L
Remove 420	R	Transitions GEN 8 Amber	A	Nupolar Green	E
Remove 420 Photomatic Brown	O	Transitions GEN 8 Emerald	E	Transitions XTRActive Polarised Gray	X
Remove 420 Photomatic Gray	U	Transitions XTRActive Brown	C	DriveWear	D
Transitions GEN 8 Brown	Z	Transitions XTRActive Gray	L		
Transitions GEN 8 Gray	N	Transitions XTRActive Green	K		
Transitions GEN 8 Green	V	Nupolar Brown	B		